

/ i-Bougie

Prowadnica uniwersalna

I-Bougie jest skutecznym urządzeniem, ułatwiającym intubację ustno-dotchawiczą w przypadkach ograniczonej wizualizacji głośni. Wykonana z HDPE* (nie zawiera PVC) ma specyficzne właściwości.

I-Bougie można formować dopasowując się do łopatki laryngoskopu. Powierzchnia ma niski współczynnik tarcia co ułatwia prowadzenie rurki intubacyjnej. Zaokrąglona końcówka dystalna jest atraumatyczna i zapewnia bezpieczeństwo podczas aplikacji. I-Bougie jest wydrążona w środku posiada dwa otwory umieszczone po bokach na dystalnej końcówce umożliwia to przepływ tlenu (natlenienie). Dostarczana wraz z dwoma złączami O₂.

* HDPE = High Density Polyethylene (Polietylen o wysokiej gęstości).



Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej

Właściwości



Możliwość formowania



Natlenienie



Okrągła końcówka



Informacje o zamawianiu

i-Bougie / jednorazowa, sterylna

oznaczenie centymetrowe od 5 do 40 cm, zawiera dwa typy złączy O₂

Rozmiar	Długość	Dla rurek ET	REF	Ilość w opakowaniu
14 Fr	70 cm	≥ 6,0 mm śr. wew.	33-70-700-1	5

Informacje dodatkowe



Zastosowanie (film)



Broszura



Ulotka