

/ Prowadnica kieszonkowa

Informacje
o zamawianiu

Prowadnica kieszonkowa / jednorazowa, sterylna

Rozmiar	Długość	Dla rurek ET	REF	Ilość w opakowaniu
15 Fr	65 cm	≥ 6.0 mm śr. wew.	33-80-650-1	5

Prowadnica kieszonkowa / jednorazowa, sterylna
(w plastikowej wytrzymałej kasce)

Rozmiar	Długość	Dla rurek ET	REF	Ilość w opakowaniu
15 Fr	65 cm	≥ 6.0 mm śr. wew.	33-81-650-1	1

- zajmuje mało miejsca idealna do toreb i pojazdów ratownictwa medycznego
- złożona jest krótka ma 20 cm dł., po rozłożeniu do 65 cm
- rozkładana za pomocą zaledwie 3 kliknięć ciągu kilku sekund
- wstępnie uformowana końcówka
- oznakowanie centymetrowe od 10 do 40 cm



Plastikowa kaseca



Informacje
dodatkowe



Zastosowanie (film)

/ Sztylet (prowadnik)

Informacje
o zamawianiu

Sztylet (prowadnik) / wielorazowy

Rozmiar	Długość	Dla rurek ET	Bez silikonowego złącza	Ilość w opak.	z ruchomym silikonowym złączem (15 mm I.D.)	Ilość w opak.
mały	34 cm	2.5 – 3.5 mm śr. wew.	REF 90-10-111	25	REF 90-10-001	10

Do ukształtowania rurki intubacyjnej

- miękka atraumatyczna końcówka
- z lub bez ruchomego silikonowego złącza



/ Prowadnik do wymiany rurek intubacyjnych

Informacje
o zamawianiu

Prowadnik do wymiany rurek / jednorazowy, sterylny

Rozmiar	Długość	Dla rurek ET	REF	Ilość w opakowaniu
11 Fr	80 cm	≥ 4.0 mm śr. wew.	33-45-800-1	5
14 Fr	80 cm	≥ 5.0 mm śr. wew.	33-46-800-1	5
19 Fr	80 cm	≥ 7.0 mm śr. wew.	33-47-800-1	5

Do ekstubacji i wymiany rurek

- zawiera dwa złącza O₂, natlenianie
- oznakowanie centymetrowe od 5 do 50 cm

