

/ Mocowanie

Mocowanie rurek usta / nos

Informacje
o zamawianiu

Endotape mocowanie / pokryte silikonem uchwyty, zapinane na rzep, jednorazowe

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Dziecko i dorosły	54 cm	40-8018-044*	10

* Contains or presence of natural rubber latex



/ Mocowanie zwykłe

Do rurek usta / nos

Informacje
o zamawianiu

Tube Holder / jednorazowa

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Dziecko i dorosły	54 cm	40-8010-033	10
Dorosły	65 cm	40-8010-044	10



/ Mocowanie typu Biteblock blokada zgryzu

Mocowanie ustnych rurek intubacyjnych, rurek krtaniowych i masek krtaniowych

Rurka wpięta w biteblock (blokada zgryzu) jest zabezpieczona przed zgryzieniem.

Informacje
o zamawianiu

Biteblock blokada zgryzu / jednorazowy, sterylny, materiał: EVA

Rozmiar	Rurki intubacyjne	Rozmiar Rurki krtaniowe	Rozmiar Maski krtaniowe	Biteblock	Biteblock z elastyczną taśmą	Ilość w opakowaniu
4	6.5 - 8.0 mm śr. wew.	-	2, 2.5	REF 40-60-040-1	REF 40-66-040-1	20
5	8.5 - 11.0 mm śr. wew.	2, 2.5	-	REF 40-60-050-1	REF 40-66-050-1	20
6	-	3, 4, 5	3, 4, 5	REF 40-60-060-1	REF 40-66-060-1	20

