

## Wsięgnik do rur anestezyjologicznych z giętkim ramieniem

Regulacja wysokości, długość ramienia maks. 38 cm

	uchwyt rur	uchwyt rur, obrotowy	uchwyt rur z blokadą bezpieczeństwa	podwójny uchwyt rur	ilość w opak.
z zaciskiem szynowym	REF 73-512-04	REF 73-512-14	REF 73-512-44	REF 73-512-23	1
z zaciskiem uniwersalnym	REF 73-532-04	REF 73-532-14	REF 73-532-44	REF 73-532-23	1



## Wsięgnik do rur anestezyjologicznych trójprzegubowy

Blokada przegubów za pomocą jednego pokrętkiem

- blokada 3 przegubów jednym pokrętkiem
- łatwa i szybka obsługa
- wysoka jakość i niezawodność
- regulacja w wielu pozycjach

Z uchwytem rur i uniwersalnym uchwytem / dostępny w dwóch długościach

długość	uchwyt rur	uchwyt rur z blokadą bezpieczeństwa	ilość w opak.
30 cm	REF 70-131-04	REF 70-131-44	1
50 cm	REF 70-231-04	REF 70-231-44	1



## Paletowy uchwyt do rur

Uchwyty do rur respiratorowych dla dorosłych i dzieci



- różne wielkości otworów zapewniają dopasowanie rur z różnych materiałów i różnych rozmiarów
- odpowiedni do rur do pobierania próbek gazu
- nie zawiera materiałów ferromagnetycznych (z wyjątkiem tacy Tube-Tray z zaciskiem szynowym)
- możliwe umiejscowienie za lub z boku głowy pacjenta
- rury nie przeszkadzają i nie dotykają twarzy, co niweluje dyskomfort pacjenta

### Tube-Tray prosty /

REF	Ilość w opakowaniu
77-10-000	1

### Tube-Tray kątowy /

REF	Ilość w opakowaniu
77-20-000	1

### Tube-Tray z zaciskiem szynowym /

REF	Ilość w opakowaniu
77-00-020	1

