



MANKIETY UCISKOWE

EUMed

EUMed Sp. z o. o.
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
tel.: 022 879 69 20, fax: 022 879 69 28,
e-mail: info@eumed.pl www.eumed.pl


Cuff Design

Szeroki wybór modeli mankietów do opasek uciskowych pojedynczych i podwójnych we wszystkich rozmiarach, o prostych i wyprofilowanych kształtach w wersjach jednorazowych oraz wielorazowych.


Właściwości

Kształt prosty

- model cylindryczny
- ta sama średnica w części proksymalnej i dystalnej
- duże zapięcie, szeroki rzep dla pewnego mocowania mankieta
- dla różnych wielkości kończyny (małe, średnie, duże)




kształt prosty



kształt prosty

Model łukowaty

- z mniejszą średnicą w dystalnej części niż w proksymalnej
- dopasowany do kończyny o większym obwodzie w górnej niż w dolnej części
- zaokrąglone wykończenie krawędzi nie powoduje nacisku i odcięcia
- duże zapięcie, szeroki rzep dla pewnego mocowania mankieta
- rekomendowany do zastosowania u pacjentów otyłych oraz przypadkach kończyn umięśnionych
- dopasowanie do anatomicznego kształtu kończyny blokuje przepływ krwi przy niższych ciśnieniach



kształt wyprofilowany

Mankiety uciskowe – wielorazowe

Porównanie

	Mankiety pokryte materiałem	Mankiety Slim wąskie	Mankiety silikonowe na rzep
pojedyncze i podwójne	✓	–	✓
kształt prosty i wyprofilowany	✓	✓	✓
kodowany kolorami dla optymalnego doboru	✓	✓	✓
wytrzymały silikonowy wkład	✓	–	✓
model Slim wąski (z zespolonym wkładem)	–	✓	–
nie zawiera lateksu naturalnego i PCV	✓	✓	✓
oszczędne rozwiązanie	✓	✓	✓
bezpieczny w użyciu przy odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu	✓	✓	✓
redukcja odpadów możliwe przetworzenie i ponowne wykorzystanie	✓	✓	✓
zmywalny (wycieranie, szorowanie)	✓	✓	✓
łatwy do czyszczenia i szybko schnący	–	✓	✓
autoklawowalny w temp. 134 °C (273 °F)	–	–	✓

Mankiety uciskowe – wielorazowe

Rozwiązanie ekonomiczne

Mankiety pokryte materiałem



Mankiety Slim niskoprofilowe



Mankiety silikonowe na rzepy



Mankiety uciskowe jednorazowego użytku

Dla bezpieczeństwa pacjentów

Właściwości

Mankiety jednorazowe, sterylne

- modele proste i wyprofilowane
- modele Slim, wąskie
- wersje pojedyncze i podwójne
- kodowane kolorami w celu optymalnego doboru mankietu
- zapobiegają zakażeniom szpitalnym
- do procedur wymagających dodatkowego zabezpieczenia
- sterylne opakowane
- jednorazowe
- nie zawierają lateksu naturalnego i PCV

Mankiety jednorazowe, sterylne



Opakowanie (zawiera 10 sztuk)


- kodowanie kolorami ułatwia wybór rozmiaru i zamawianie
- pakowane sterylne
- wygodne przechowywanie
- oszczędza miejsce



Mankiety pojedyncze i podwójne

Mankiety pojedyncze

		mankiet jednorazowy		mankiet pokryty materiałem			mankiet Slim wąski	mankiet silikonowy na rzep	
długość	kolor	jednorazowy, sterylny	ilość w opak.	zmywalny	zmywalny	autoklawowalny		ilość w opak.	
20 cm	–	REF 20-34-700SLZ-1	10	REF 20-54-700	REF 20-74-700	REF 20-64-700		1	
30 cm	●	REF 20-34-710SLZ-1	10	REF 20-54-710	REF 20-74-710	REF 20-64-710		1	
35 cm	●	REF 20-34-711SLZ-1	10	REF 20-54-711	REF 20-74-711	REF 20-64-611		1	
46 cm	●	REF 20-34-712SLZ-1	10	REF 20-54-712	REF 20-74-712	REF 20-64-612		1	
46 cm	●	REF 20-34-715SLZ-1*	10	REF 20-54-512*	REF 20-74-715*	REF 20-64-512*		1	
61 cm	●	REF 20-34-722SLZ-1*	10	REF 20-54-522*	REF 20-74-722*	REF 20-64-522*		1	
76 cm	●	REF 20-34-727SLZ-1*	10	REF 20-54-527*	REF 20-74-727*	REF 20-64-527*		1	
86 cm	●	REF 20-34-728SLZ-1*	10	REF 20-54-528*	REF 20-74-728*	REF 20-64-528*		1	
107 cm	●	REF 20-34-729SLZ-1*	10	REF 20-54-729	REF 20-74-729*	–		1	



Mankiety podwójne

Do znieczulenia odcinkowego (IVRA)

		mankiet jednorazowy		mankiet pokryty materiałem		mankiet silikonowy na rzep	
długość	kolor	jednorazowy, sterylny	ilość w opak.	zmywalny	autoklawowalny	ilość w opak.	
20 cm	–	–	10	REF 20-50-700	–	1	
30 cm	●	REF 20-30-710SLZ-1	10	REF 20-50-710	–	1	
35 cm	●	–	10	REF 20-50-711	REF 20-60-711	1	
46 cm	●	REF 20-30-712SLZ-1	10	REF 20-50-712	REF 20-60-712	1	
61 cm	●	REF 20-30-722SLZ-1	10	REF 20-50-722	REF 20-60-722	1	
76 cm	●	–	10	REF 20-50-727	–	1	
86 cm	●	–	10	REF 20-50-728	–	1	
107 cm	●	–	10	REF 20-50-729	–	1	