


Zestaw do nefrostomii z cewnikiem Pigtail

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA



Zestaw do nefrostomii

z cewnikiem Pigtail

Wygodny, kompletny zestaw do przezskórnej nefrostomii. Miękki materiał poliuretanowy zapewnia doskonałą biokompatybilność i drenaż. Bardzo dobra widoczność w promieniach RTG ułatwia precyzyjne umiejscowienie.

Czas implantacji do 30 dni

W skład zestawu wchodzi:

- PIGTAIL - cewnik do drenażu 35cm, długość użytkowa 30cm, plus prostownik
- 2-częściowa igła punkcyjna 1,3 mm (18 GA)
- Prowadnica Lunderquista, 80cm, końcówka w kształcie litery "J", z nieruchomym rdzeniem, ze stali nierdzewnej, 0.035"
- Rozszerzadła powięziowe 20cm, ABS
- Łącznik do worka moczowego

Zestaw z cewnikiem PIGTAL

Cewnik z powłoką hydrofilową

Art. No.	Rozmiar cewnika (Fr/CH)	Rozszerzadła powięziowe (Fr/CH)
PDS-P6	6	5 – 6 – 7
PDS-P7	7	6 – 7 – 8
PDS-P8	8	7 – 8 – 9
PDS-P9	9	7 – 8 – 9 – 10
PDS-P10	10	6 – 8 – 10 – 12
PDS-P12	12	6 – 8 – 10 – 12
PDS-P14	14	6 – 8 – 12 – 14

Cewnik PIGTAIL (sam)

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)
PCN-P6	6
PCN-P7	7
PCN-P8	8
PCN-P9	9
PCN-P10	10
PCN-P12	12
PCN-P14	14


Zestaw do wymiany cewnika PIGTAIL

Art. Nr	Rozmiar cewnika (Fr/CH)
PDS-PE 8	8
PDS-PE 10	10
PDS-PE 12	12
PDS-PE 14	14

Taki sam jak zestaw do nefrostomii, bez igły punkcyjnej

Zestaw do nefrostomii z cewnikiem Malecota

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA



Zestaw do nefrostomii

z cewnikiem Malecota

Wygodny, kompletny zestaw do przezskórnej nefrostomii. Miękki materiał poliuretanowy zapewnia doskonałą biokompatybilność i drenaż. Bardzo dobra widoczność w promieniach RTG ułatwia precyzyjne umiejscowienie.

Czas implantacji do 30 dni

W skład zestawu wchodzi:

- Cewnik Malecota do drenażu 35cm, długość użytkowa 30cm, plus prostownik
- 2-częściowa igła punkcyjna 1,3 mm (18 GA)
- Prowadnica Lunderquista, 80cm, końcówka w kształcie litery "J", z nieruchomym rdzeniem, ze stali nierdzewnej, 0.035"
- Rozszerzadła powięziowe 20cm, ABS
- Łącznik do worka moczowego

Zestaw z cewnikiem MALECOTA

Cewnik z powłoką hydrofilową

Art. Nr	Rozmiar cewnika (Fr/CH)	Rozszerzadła powięziowe (Fr/CH)
PDS-M10	10	6 – 8 – 10 – 12
PDS-M12	12	6 – 8 – 12 – 14
PDS-M14	14	8 – 12 – 14 – 16
PDS-M16	16	8 – 12 – 14 – 16
PDS-M18 / M20 / M22 także dostępne		

Cewnik typu MALECOT (sam)

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)
PCN-M10	10
PCN-M12	12
PCN-M14	14
PCN-M16	16
PCN-M18 / M20 / M22 także dostępne	

Zestaw do nefrostomii

z cewnikiem typu "Integral" 100% silikon



Zestaw do nefrostomii

z cewnikiem typu "Integral" 100% Silikon

Wygodny, kompletny zestaw do przezskórnego zakładania 2-drożnego silikonowego cewnika balonowego typu "Integral". Doskonała biokompatybilność i drenaż.

Czas implantacji do 30 dni.

W skład zestawu wchodzi:

- Cewnik do drenażu 40cm, długość użytkowa 35cm, plus prostownik
- 2-częściowa igła punkcyjna 1,3 mm (18 GA)
- Prowadnica Lunderquista, 80cm, końcówka w kształcie litery "J", z nieruchomym rdzeniem, ze stali nierdzewnej, 0.035"
- Rozszerzadła powięziowe 20cm, ABS
- Łącznik do worka moczowego

Zestaw z 2-drożnym cewnikiem balonowym typu INTEGRAL

Art. Nr	Rozmiar cewnika (Fr/CH)	Balon (cc/ml)	Rozszerzadła powięziowe (Fr/CH)
CH-PCNL 10	10	1.5	6 – 8 – 10
CH-PCNL 12	12	2	8 – 10 – 12
CH-PCNL 14	14	3	10 – 12 – 14
CH-PCNL 16	16	5	10 – 12 – 14 – 16

Zestaw do wymiany INTEGRAL

Taki sam jak zestaw do nefrostomii, bez igły do nakłuwania

CH-PCNL 10-E	10	1.5	6 – 8 – 10
CH-PCNL 12-E	12	2	8 – 10 – 12
CH-PCNL 14-E	14	3	10 – 12 – 14
CH-PCNL 16-E	16	5	10 – 12 – 14 – 16


Cewnik balonowy INTEGRAL (sam)

CH-PCNL 10-S	10	1.5
CH-PCNL 12-S	12	2
CH-PCNL 14-S	14	3
CH-PCNL 16-S	16	5
CH-PCNL 18-S	18	5
CH-PCNL 20-S	20	5

Zestaw do nefrostomii

Cewnik Pigtail z mechanizmem mocującym

Cewnik wykonany z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni.



Zestaw z cewnikiem Pigtail z mechanizmem mocującym

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość(cm)
PDS-P8-LM	8	40
PDS-P9-LM	9	40
PDS-P10-LM	10	40
PDS-P12-LM	12	40
PDS-P14-LM	14	40
PDS-P16-LM	16	40

Cewnik Pigtail z mechanizmem blokującym (sam)

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
PCN-P6-LM	6	40
PCN-P7-LM	7	40
PCN-P8-LM	8	40
PCN-P9-LM	9	40
PCN-P10-LM	10	40
PCN-P12-LM	12	40
PCN-P14-LM	14	40

Zestaw do nefrostomii jednostopniowej

Direct Puncture

Cewnik wykonany z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni.



Skalpel



Igła punkcyjna do nakłucia początkowego, do połączenia z cewnikiem Pigtail



Cewnik do drenażu Pigtail, pokryty powłoką hydrofilową

Zestaw "Direct Puncture" z cewnikiem typu Pigtail

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
DPD-7	7	35
DPD-8	8	35
DPD-9	9	35
DPD-10	10	35


Zestaw "Direct Puncture" z cewnikiem typu Pigtail, z mechanizmem mocującym

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
DPD-8-LM	8	40
DPD-9-LM	9	40
DPD-10-LM	10	40
DPD-12-LM	12	40
DPD-14-LM	14	40
DPD-16-LM	16	40

Cewnik do drenażu MALECOT Re-Entry

Stosowany po zabiegu
PCNL do drenażu nerek
z łącznikiem do worka
moczowego

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni.



Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)
RM 10/6	10
RM 12/6	12
RM 14/6	14
RM 16/8	16
RM 18/8	18