



ELEKTRYCZNE ZASILACZE OPASEK UCISKOWYCH

Zasilacz Tourniquet Touch TT20

Bezkrwawe pole z mankietem pojedynczym / znieczulenie odcinkowe (IVRA)
(Intravenous Regional Anesthesia) z mankietem podwójnym / chirurgia bilateralna
z dwoma mankietai pojedynczymi



Właściwości

Ekran dotykowy

- szklany, wytrzymały i odporny na uszkodzenia
- łatwy do czyszczenia i dezynfekcji
- przystosowany do obsługi w rękawiczkach chirurgicznych

Wyświetlacz

- 8" (800x480 pixel)
- zapewnia szeroki kąt widzenia (178°)
- matowy, przeciwodblaskowy

Bateria

- bateria litowo jonowa (14.4 V – 93.6Wh)
- około 8 godzin pracy

Zasilanie

- 100 – 240VAC

Waga i wymiary

- 4.5 kg
- wysokość 186 mm
- szerokość 263 mm
- głębokość 226 mm

Zegar czasu z alarmem

- precyzyjne odliczanie czasu zabiegu z funkcją alarmu

Przyciski „szybkiego wyboru”

- dwa dotknięcia ekranu umożliwiają zmianę ustawień ciśnienia i czasu, zapewniając komfort pracy i bezpieczeństwo pacjenta

Blokada bezpieczeństwa dożylnego znieczulenioregionalnego (IVRA)

- Zmniejszenie ryzyka przypadkowego spustu powietrza
- Zapobieganie nagłej utracie IVRA

Ustawienia

- spersonalizowany dobór ustawień parametrów: czasu i ciśnienia
- łatwe sprawdzenie sprawności (kalibracja, autotest, test szczelności)

Obudowa

- zintegrowany uchwyt
- wytrzymały materiał jest odporny na środki dezynfekujące
- odporna na promieniowanie UV
- powierzchnia łatwa do czyszczenia i dezynfekcji

Wejście USB

- do aktualizacji oprogramowania
- zapis plików danych do analizy działania urządzenia



Tourniquet Touch TT20

dwa kanały do mankietai uciskowych
dwa kodowane kolorem spiralne drena łączące (dł. 3 m) niebieski i czarny

REF 01-20-000

Ilość w opak.

1

Zasilacz Tourniquet Touch TT15

Bezkrwawe pole z mankietem pojedynczym/ do irygacji z mankietem infuzyjnym

Właściwości

Ekran dotykowy

- szklany, wytrzymały i odporny na uszkodzenia
- łatwy do czyszczenia i dezynfekcji
- przystosowany do obsługi w rękawiczkach chirurgicznych

Wyświetlacz

- o przekątnej 8" (800 x 480 pixel)
- zapewnia szeroki kąt widzenia (178°)
- matowy, przeciwodblaskowy

Bateria

- bateria litowo jonowa (14.4 V – 93.6 Wh)
- około 8 godzin pracy

Zasilanie

- 100 – 240VAC

Waga i wymiary

- 4.5 kg
- wysokość 186 mm
- szerokość 263 mm
- głębokość 226 mm

Zegar czasu z alarmem

- precyzyjne monitorowanie czasu zabiegu

Przyciski szybkiego wyboru

- dwa dotknięcia ekranu umożliwiają zmianę ustawień ciśnienia i czasu, zapewniając komfort pracy i bezpieczeństwo pacjenta

Irrigation Channel

- port do przyłączenia mankieta infuzyjnego
- stałe monitorowanie ciśnienia w celu kompensacji utraty objętości

Obudowa

- zintegrowany uchwyt
- wytrzymały materiał jest odporny na środki dezynfekujące
- odporna na promieniowanie UV

Wejście USB

- do aktualizacji oprogramowania
- zapis plików danych do analizy działania urządzenia



Zasilacz Tourniquet Touch TT15

z kanałem do mankieta pojedynczego i kanałem do irygacji
dwa kodowane kolorem spiralne dreny łączące
(dł. 3 m) niebieski i czarny

REF 01-15-000

Ilość w opak.

1