

Cewniki pooperacyjne


Elastomer silikonowy, niebieski

**Dwu- i trójdrożne, po operacji
prostaty**


**Korpus cewnika wzmocniony
nylonowymi nićmi zapobiegającymi
zagięciom**

Cewnik 40cm

Balon 60ml/cc




Nelaton



Couvelaire



Dufour



Cewniki pooperacyjne

Elastomer silikonowy, niebieski

Dwudrożny typu NELATON

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Balon(ml)
9387-1860	18	60
9387-2060	20	60
9387-2260	22	60
9387-2460	24	60

Trójdrożny typu NELATON

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Balon (ml)
9390-1860	18	60
9390-2060	20	60
9390-2260	22	60
9390-2460	24	60

Dwudrożny typu COUVELAIRE

9394-1860	18	60
9394-2060	20	60
9394-2260	22	60
9394-2460	24	60

Trójdrożny typu COUVELAIRE

9395-1860	18	60
9395-2060	20	60
9395-2260	22	60
9395-2460	24	60

Dwudrożny typu DUFOR

9391-1860	18	60
9391-2060	20	60
9391-2260	22	60
9391-2460	24	60

Trójdrożny typu DUFOR

9396-1860	18	60
9396-2060	20	60
9396-2260	22	60
9396-2460	24	60

Cewniki pooperacyjne

100% Silikon, przezroczyste

Trójdrożny typu NELATON

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Balon (ml)
9390VS-1630	16	30
9390VS-1830	18	30
9390VS-2030	20	30
9390VS-2230	22	30
9390VS-2430	24	30