

Łączniki karbowane

Wielorazowe, materiał: silikon (rura karbowana), PSU (łącznik)

Informacje
o zamawianiu

Łącznik prosty /


długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-50-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu


REF 60-55-150-1 20

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




22 mm śr.zew.

Łącznik prosty, obrotowy /

Lenght: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-52-150-1 25

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

Łącznik kątowy, obrotowy /


długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-60-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu


REF 60-80-150-1 20

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

Łącznik kątowy, obrotowy z portem do odsysania /


długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-65-150-1 25

Lenght: 15 cm Ilość w opakowaniu


REF 60-85-150-1 20

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

Łącznik kątowy, obrotowy z portem do odsysania /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-68-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-88-150-1 20

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.