

Ośłona dostępu moczowodowego Standard

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Rozszerzadło: z tworzywa PEBAX

Zapewnia **rozszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy** do wprowadzania endoskopów i narzędzi podczas zabiegów wykonywanych z dostępu przez moczowód.



Art. Nr	Średnica wewnętrzna osłony Rozmiar(Fr/CH) = mm			Długość osłony
UAS 10-13	10	=	3.3	13
UAS 10-20	10	=	3.3	20
UAS 10-28	10	=	3.3	28
UAS 10-30	10	=	3.3	30
UAS 10-35	10	=	3.3	35
UAS 10-45	10	=	3.3	45
UAS 12-13	12	=	4	13
UAS 12-20	12	=	4	20
UAS 12-28	12	=	4	28
UAS 12-30	12	=	4	30
UAS 12-35	12	=	4	35
UAS 12-45	12	=	4	45
UAS 14-13	14	=	4.7	13
UAS 14-20	14	=	4.7	20
UAS 14-28	14	=	4.7	28
UAS 14-30	14	=	4.7	30
UAS 14-35	14	=	4.7	35
UAS 14-45	14	=	4.7	45

Osłona dostępu moczowodowego

Zbrojona

Wykonane z poliuretanu (zbrojonego)
Tecoflex® USA
Rozszerzadło: z tworzywa PEBAX
Część srebrna: Stal nierdzewna, rurka w oplocie

Zapewnia **rozszerzenie**
moczowodu i ciągły kanał
roboczy do wprowadzania
endoskopów i narzędzi podczas
zabiegów wykonywanych z
dostępu przez moczowód.



Art. Nr	Średnica wewnętrzna osłony			Długość osłony
	Rozmiar (Fr/CH)	=	mm	
UAS-B 10-13	10	=	3.3	13
UAS-B 10-20	10	=	3.3	20
UAS-B 10-28	10	=	3.3	28
UAS-B 10-30	10	=	3.3	30
UAS-B 10-35	10	=	3.3	35
UAS-B 10-45	10	=	3.3	45

UAS-B 12-13	12	=	4	13
UAS-B 12-20	12	=	4	20
UAS-B 12-28	12	=	4	28
UAS-B 12-30	12	=	4	30
UAS-B 12-35	12	=	4	35
UAS-B 12-45	12	=	4	45

UAS-B 14-13	14	=	4.7	13
UAS-B 14-20	14	=	4.7	20
UAS-B 14-28	14	=	4.7	28
UAS-B 14-30	14	=	4.7	30
UAS-B 14-35	14	=	4.7	35
UAS-B 14-45	14	=	4.7	45

Aby zamówić model z powłoką hydrofilową, do nr katalogowego należy dodać H (UAS-BH)

Wyrób klasy IIa - wyłącznie do jednorazowego użytku