

Półautomatyczny pistolet do biopsji

Połączenie pistoletu i igły

Do pobierania 10 mm lub 20 mm wycinków w czasie biopsji prostaty.

Odpowiedni do zabiegu pod kontrolą fluoroskopii lub USG



Art. Nr	Rozmiar (GA)	Długość (cm)
SEMI 1410	14	10
SEMI 1415	14	15
SEMI 1420	14	20
SEMI 1610	16	10
SEMI 1615	16	15
SEMI 1620	16	20
SEMI 1810	18	10
SEMI 1815	18	15
SEMI 1820	18	20

dostępne także inne rozmiary



Poz. 0: Pozycja wyjściowa



Poz.1: do wycinka 10mm



Poz.1: do wycinka 20mm

Wyrób klasy IIa - tylko do jednorazowego użytku