

Rozszerzadła powięziowe

Z powłoką hydrofilową

Z żeńską końcówką typu luer-lock
Pasują do przewodnicy 0,038"

Zestaw

Art. Nr	Rozszerzadła	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
FDS 6-10	5	6 – 7 – 8 – 9 – 10	20

FDS 8-16	5	8 – 10 – 12 – 14 – 16	20
-----------------	---	-----------------------	----


dostępne inne rozmiary

Pojedyncze 20cm

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
FD 4-20	4	20
FD 6-20	6	20
FD 8-20	8	20
FD 10-20	10	20
FD 12-20	12	20
FD 14-20	14	20
FD 16-20	16	20
FD 18-20	18	20
FD 20-20	20	20

Pojedyncze 30cm


FD 8	8	30
FD 10	10	30
FD 12	12	30
FD 14	14	30
FD 16	16	30



Zestaw rozszerzań moczowodowych

Długość 70cm


Z powłoką hydrofilową



Art. Nr

UDS 6/16-70

Balonowe rozszerzadło moczowodowe



Art. Nr	Rozmiar cewnika (Fr/CH)	Długość całkowita	Średnica balonu	Długość balonu
BD 5/4	5	70cm	CH 15/5mm	40mm

Pasuje do prowadnicy 0,035", zaopatrzone w kranik, maksymalne ciśnienie 18 atm

Balonowe rozszerzadło transureterskopijne

Art. Nr	Rozmiar cewnika (Fr/CH)	Długość całkowita	Średnica balonu	Długość balonu
TU 4/4	4	70cm	CH 12/3.5mm	40mm

W komplecie mandryn, pasuje do prowadnicy 0,018", zaopatrzone w kranik, maksymalne ciśnienie 18 atm

Zestaw do rozszerzania przetoki nefrostomijnej



Art. Nr	Średnica balonu	Długość balonu	Długość całkowita	
NT 10/12-AM	30Fr/CH	120mm	550mm	z osłoną Amplatz

Pasuje do prowadnicy 0,035", zaopatrzone w kranik, maksymalne ciśnienie 12 atm, zaopatrzone w kranik i osłonę Amplatz

Strzykawkawka ciśnieniowa z manometrem

Do pompowania urologicznych rozszerzań balonowych.

Pojemność 20 cm³.

W zestawie 15cm rurka przedłużająca.

Zaopatrzona w kranik i końcówkę luer-lock



Art. Nr

ID 20

Rozszerzadło jednostopniowe, typ Nottingham

Pokryte powłoką hydrofilową, do rozszerzania moczowodu

Długość całkowita 70cm, długość zwężonej końcówki 6cm, pasuje do prowadnicy 0,038"




Art. No.	Rozmiar trzonu (Fr/CH)	Rozmiar końcówki (Fr/CH) od:
NOT 6-10	10	6 do 10
NOT 6-12	12	6 do 12

Rozszerzadło do cewki moczowej

Do rozszerzenia cewki moczowej kobiecej

Art. Nr	Rozmiar końcówki (Fr/CH) od	Długość
FUD	3 do 10mm	100mm



Rozszerzadło do otworu cewki moczowej

Do rozszerzania ujścia cewki moczowej

Dostępny model pediatryczny lub dla dorosłych




Art. No.	Rozmiar końcówki (Fr/CH) od	Długość
MDA	2 do 8mm	45mm
MDP	1 do 4mm	20mm

Zestaw rozszerzań do cewki moczowej zakrzywione, miękkie

Do rozszerzania cewki moczowej

Zestaw 3 rozszerzań w rozmiarach:
12Fr, 16Fr i 20Fr

Dostępne z otwartą
lub zamkniętą
końcówką




Miękkie rozszerzadła
Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA

Art. Nr	Końcówka	Długość (cm)
URS-C-40	zamknięta	40
URS-O-40	otwarta	40

Zestaw rozszerzadeł do przetoki nefrostomijnej, typ Amplatz

Z powłoką hydrofilową

Używane do stopniowego poszerzania przetoki nefrostomijnej przed zabiegiem przezskórnego usuwania kamieni. Widoczne w promieniach rtg.



Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)
ARDS 8/30	8 to 30

Rozszerzadła do przetoki nefrostomijnej, typ Amplatz

Z powłoką hydrofilową

Używane do stopniowego poszerzania przetoki nefrostomijnej przed zabiegiem przezskórnego usuwania kamieni. Widoczne w promieniach rtg.

Pojedyncze

Art. Nr	Size (Fr/CH)	Length (cm)
RD 18	18	30
RD 20	20	30
RD 22	22	30
RD 24	24	30
RD 26	26	30
RD 28	28	30
RD 30	30	30

Ośłona, typ Amplatz

Z powłoką hydrofilową

Używana do utrzymania przetoki nefrostomijnej w celu zapewnienia operacyjnego dostępu po usunięciu rozszerzadła.



Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
AM 10	10	30
AM 24	24	17
AM 26	26	17
AM 28	28	17
AM 30	30	17

Zestaw do rozszerzania przetoki nefrostomijnej Mini PCNL

Przeskórna nefrolitotomia

Rozszerzadła wykonane z teflonu/PTFE

Osłona Amplatz

12Fr, Ø ID 4.1mm

14Fr, Ø ID 4.7mm

16Fr, Ø ID 5.4mm

W skład zestawu wchodzi:

1 rozszerzadło z gwintowaną końcówką

12Fr, 14Fr or 16Fr

Długość 30cm

1 prowadnica ze stali nierdzewnej

typ "super-stiff" 80cm, 0,038"


1 igła 2-częściowa

1 osłona Amplatz

12Fr, 14Fr or 16Fr

Długość 17cm

prowadnica pokryta
PTFE



Art. Nr

PCNL-M 12

PCNL-M 14

PCNL-M 16