

# Wysięgnik podtrzymujący trójprzegubowy z płytką podtrzymującą przetworniki ciśnienia

Blokada przegubów za pomocą jednego pokrętkła



Informacje o zamawianiu

Z uniwersalnym zaciskiem i płytką zaciskową do przetworników / Dostępne w dwóch długościach

| długość | REF       | Ilość w opakowaniu |
|---------|-----------|--------------------|
| 30 cm   | 70-131-07 | 1                  |
| 50 cm   | 70-231-07 | 1                  |

# Uchwyty przetworników ciśnienia

Do płytek przetworników i kraników

Informacje o zamawianiu

Uchwyt kranika / Wielorazowy

| REF       | Ilość w opakowaniu |
|-----------|--------------------|
| 78-10-000 | 1                  |

Uchwyt standardowy / Wielorazowy

| REF       | Ilość w opakowaniu |
|-----------|--------------------|
| 78-20-000 | 1                  |

Uchwyt uniwersalny z przegubem / Wielorazowy

| REF       | Ilość w opakowaniu |
|-----------|--------------------|
| 78-30-000 | 1                  |



# Płytki przetworników ciśnienia

Do podłączenia do uchwytów przetworników

Informacje o zamawianiu

Do dwóch przetworników "BRAUN" Pulsion lub "Codan" / Wielorazowy

| REF       | Ilość w opakowaniu |
|-----------|--------------------|
| 79-000-72 | 1                  |

