

Quicktrach I + II

Percutaneous Cricothyrotomy

Konikotomia jest procedurą ratunkową zapobiegającą śmierci pacjenta poprzez uduszenie, na skutek obstrukcji górnych dróg oddechowych. Zabieg jest stosowany gdy intubacja lub tracheotomia nie są możliwe do wykonania.

VBM oferuje dwa zestawy Quicktrach do bezpiecznego zabiegu konikotomii.

Quicktrach I i Quicktrach II (z mankietem) to dwa zestawy do przeszkrónej konikotomii z użyciem igły bez skalpela. Szybki dostęp do dróg oddechowych jest możliwy dzięki jednoetapowej procedurze. Sterylne zestawy są natychmiast gotowe do użycia.

Właściwości

- szybkie i bezpieczne udrożnienie w przypadku obstrukcji górnych dróg oddechowych
- najszybszy sposób udrożnienia dzięki jednostopniowej procedurze
- sterylne i gotowe do natychmiastowego użycia
- zaostzona igła służy do nakłucia, bez użycia skalpela minimalne ryzyko krwawienia
- stoper blokuje wprowadzenie igły zbyt głęboko i redukuje ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy
- podpięta taśma umożliwia szybką i bezpieczną fiksację zestawu
- najszybsze z możliwych udrożnienie dzięki jednostopniowej procedurze

Informacje o zamawianiu

Quicktrach I / jednorazowy, sterylne na tacce

Pacjent	Kaniula	Quicktrach I	Ilość w opakowaniu
Dziecko	2.0 mm śr. wew.	REF 30-04-002-1	1
Dorosły	4.0 mm śr. wew.	REF 30-04-004-1	1



Pakowany na tacce

Quicktrach I w plastikowej trwałej tubie / jednorazowy, sterylne

Pacjent	Kaniula	Quicktrach I	Ilość w opakowaniu
Dziecko	2.0 mm śr. wew.	REF 30-04-902-1	1
Dorosły	4.0 mm śr. wew.	REF 30-04-904-1	1



Plastikowa tuba

Quicktrach II z mankietem zabezpieczającym przed zachłyśnięciem / jednorazowy, sterylne na tacce

Pacjent	Kaniula	Quicktrach II	Ilość w opakowaniu
Dorosły	4.0 mm śr. wew.	REF 30-10-004-1	1



Pakowany na tacce

Quicktrach II z mankietem w plastikowej tubie / jednorazowy, sterylne

Pacjent	Kaniula	Quicktrach II	Ilość w opakowaniu
Dorosły	4.0 mm śr. wew.	REF 30-10-904-1	1



Plastikowa tuba

Informacje dodatkowe



Zastosowanie (film)

