

Cewnik moczowodowy

Do podawania kontrastu


Z mandrynem

Wykonane z tworzywa PEBAX

(hydrofilowy, modyfikowany

kopolimer poliamidowy)

Tecoflex® USA



Końcówka prosta otwarta

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
UC-O-3	3	70
UC-O-4	4	70
UC-O-5	5	70
UC-O-6	6	70
UC-O-7	7	70

Końcówka prosta zamknięta


Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
UC-R-3	3	70
UC-R-4	4	70
UC-R-5	5	70
UC-R-6	6	70
UC-R-7	7	70

Wyrób klasy IIa - tylko do jednorazowego użytku

Cewnik moczowodowy

Do podawania kontrastu

Z mandrynem Wykonane z tworzywa PEBAX (hydrofilowy, modyfikowany kopolimer poliamidowy) Tecoflex® USA



Końcówka zakrzywiona otwarta (Tiemann)

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
UC-A0-3	3	70
UC-A0-4	4	70
UC-A0-5	5	70
UC-A0-6	6	70
UC-A0-7	7	70

Końcówka zakrzywiona zamknięta (Tiemann)

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
UC-AR-3	3	70
UC-AR-4	4	70
UC-AR-5	5	70
UC-AR-6	6	70
UC-AR-7	7	70

Końcówka stożkowa otwarta

Art. Nr	Cewnik (Fr/CH)	Stożek (Fr/CH)	Długość (cm)
UCC-5/8	5	8	70
UCC-6/10	6	10	70
UCC-7/12	7	12	70