



flexibility

at your fingertips.

NexStat[®] Topical Hemostat Powder jest przeznaczony do stosowania przez lekarza jako opatrunek miejscowy do tymczasowego leczenia umiarkowanie lub silnie krwawiących ran, takich jak rany chirurgiczne (pooperacyjne, w miejscach pobrania krwi, dermatologiczne), skaleczenia i rany cięte oraz do leczenia umiarkowanego krwawienia z ran pooperacyjnych i krwawień z nosa. Jest również wskazany do kontroli krwawienia w miejscach przezskórnego dostępu igłowego, dostępu naczyniowego i przezskórnego cewnikowania.

- Łatwy w użyciu aplikator umożliwia precyzyjne nakładanie preparatu na trudno dostępne rany chirurgiczne.
- Biokompatybilny - wykonany w 100% z polisacharydów pochodzenia roślinnego
- Wszechronny - do każdego zastosowania dostępne są różne giętkie końcówki
- Nie wymaga mieszania ani dodatkowego czasu przygotowania
- Nie są wymagane specjalne warunki przechowywania



Tylko do użytku przez wykwalifikowany personel. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań do stosowania, ostrzeżeń i środków ostrożności - patrz "Instrukcja stosowania".

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Nr. katalogowy: 9135274 **OPIS:** NexStat[®] puder hemostatyczny do stosowania miejscowego

NexStat[®] jest pakowany po pięć (5) sterylnych opakowań w kartonie. Jedno (1) opakowanie zawiera puder hemostatyczny do miejscowego stosowania w sprężystych mieszkach i trzy (3) giętkie końcówki aplikacyjne.

NexStat[®] jest sterylizowany końcowo przez napromieniowanie promieniami gamma.



Dystrybucja w Polsce:

EUMed sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, tel. 22 879 69 20, www.eumed.pl, info@eumed.pl