


Szynowanie moczowodów

- **Standard, typ JJ**
- **Multiloop**

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni

Standard JJ



Szynowanie moczowodów

Zestaw składa się z cewnika, popychacza, sznurka i zacisku. Wykonane z poliuretanu Tecoflex® USA

Standard JJ

Jednostronnie otwarte	Obustronnie otwarte	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
SS-4716	SOT-4716	4.7	16	0.032"
SS-4724	SOT-4724	4.7	24	0.032"
SS-4726	SOT-4726	4.7	26	0.032"
SS-4728	SOT-4728	4.7	28	0.032"
SS-4730	SOT-4730	4.7	30	0.032"
SS-516	SOT-516	5	16	0.035"
SS-524	SOT-524	5	24	0.035"
SS-526	SOT-526	5	26	0.035"
SS-528	SOT-528	5	28	0.035"
SS-530	SOT-530	5	30	0.035"
SS-616	SOT-616	6	16	0.035"
SS-624	SOT-624	6	24	0.035"
SS-626	SOT-626	6	26	0.035"
SS-628	SOT-628	6	28	0.035"
SS-630	SOT-630	6	30	0.035"
SS-716	SOT-716	7	16	0.038"
SS-724	SOT-724	7	24	0.038"
SS-726	SOT-726	7	26	0.038"
SS-728	SOT-728	7	28	0.038"
SS-730	SOT-730	7	30	0.038"
SS-826	SOT-826	8	26	0.038"
SS-828	SOT-828	8	28	0.038"
SS-830	SOT-830	8	30	0.038"

Multiloop

Jednostronnie otwarte	Obustronnie otwarte	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
SS-47ML+ML	SOT-47ML+ML	4.7	Multiloop 24-30	0.032"
SS-5ML+ML	SOT-5ML+ML	5	Multiloop 24-30	0.035"
SS-6ML+ML	SOT-6ML+ML	6	Multiloop 24-30	0.035"
SS-7ML+ML	SOT-7ML+ML	7	Multiloop 24-30	0.038"
SS-8ML+ML	SOT-8ML+ML	8	Multiloop 24-30	0.038"

dostępne także inne rozmiary

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. SS-4716+G).
Aby zamówić zestaw z prowadnicą z tytanu, do nr katalogowego należy dodać +GTiS (np. SS-4716+GTiS).

Szynowanie moczowodów: cewniki do długotrwałej implantacji

- Cewnik "Longlife" 180
- Cewnik "Longlife" 360

Cewnik "Longlife" 180

Carbothane®

Czas implantacji do 180 dni

Wykonany z poliuretanu

Tecoflex® USA

Cewnik mięknie
po założeniu

Cewnik "Longlife" 360

100% medyczny silikon

Czas implantacji do 360 dni

Tecoflex® USA

Zestaw składa się z cewnika, popychacza,
sznurka i zacisku.

Cewnik "Longlife" 180

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
SOT-PRO-4826	4.8	26	0.032"
SOT-PRO-4828	4.8	28	0.032"
SOT-PRO-626	6	26	0.035"
SOT-PRO-628	6	28	0.035"
SOT-PRO-726	7	26	0.038"
SOT-PRO-728	7	28	0.038"

Dostępne są również inne rozmiary i modele jednostronnie otwarte

Cewnik "Longlife" 360

SOT-S-526	5	26	0.032"
SOT-S-528	5	28	0.032"
SOT-S-626	6	26	0.035"
SOT-S-628	6	28	0.035"
SOT-S-726	7	26	0.038"
SOT-S-728	7	28	0.038"

Dostępne są również inne rozmiary i modele jednostronnie otwarte

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. SOT-S-526+G).
Aby zamówić zestaw z prowadnicą z tytanu, do nr katalogowego należy dodać +GT (np. SOT-S-526+GT).

Szynowanie moczowodów:

- Cewniki "Grove"
- Cewniki "Hydrophilic" z powłoką hydrofilową


Wydajny drenaż
Zwiększona szybkość przepływu

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni

Cewnik "Groove"

Cewnik z powłoką hydrofilową

Cewnik "Groove":
przekrój



Zestaw składa się z cewnika, popychacza, sznurka i zacisku.

Cewniki "Groove"

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
SOT-GR-726	7	26	0.038"
SOT-GR-728	7	28	0.038"

Dostępne są również inne rozmiary

Cewniki "Hydrophilic"

SOT-H-4826	4.8	26	0.032"
SOT-H-4828	4.8	28	0.032"
SOT-H-626	6	26	0.035"
SOT-H-628	6	28	0.035"
SOT-H-726	7	26	0.038"
SOT-H-728	7	28	0.038"

Dostępne są również inne rozmiary

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. SOT-H-626+G).
Aby zamówić zestaw z prowadnicą z tytanu, do nr katalogowego należy dodać +GTH (np. SOT-H-626+GTH).

Szynowanie moczowodów:

- Cewniki "Endopielotomia"
- Cewniki "Tumor"

Przystosowane do badań
MRI /EMG

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30dni

Cewnik "Endopielotomia"

Cewnik "Tumor"

Zestaw składa się z cewnika, popychacza, sznurka i zacisku.

Cewniki obustronnie otwarte

Cewniki "Endopielotomia"

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość(cm)	Prowadnica
EP-612-24	6 – 12	24	0.035"
EP-612-26	6 – 12	26	0.035"
EP-612-28	6 – 12	28	0.035"
EP-714-24	7 – 14	24	0.038"
EP-714-26	7 – 14	26	0.038"
EP-714-28	7 – 14	28	0.038"

Cewniki "Tumor"

TSS-624	6	24	0.035"
TSS-626	6	26	0.035"
TSS-628	6	28	0.035"
TSS-724	7	24	0.038"
TSS-726	7	26	0.038"
TSS-728	7	28	0.038"

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. EP-612-24+G).
Aby zamówić zestaw z prowadnicą z nitinolu, do nr katalogowego należy dodać +GTHS (np. EP-612-24+GTHS).

Szynowanie moczowodów:

- Cewniki "Tumor"
z poliuretanu
- Cewniki "Tumor"
100% Silikon

Wzmocnione metalową sprężyną
Nieprzystosowane do badań
MRI / EMG



Cewnik "Tumor" z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni

Wzmocnione metalową sprężyną
Nieprzystosowane do badań
MRI / EMG



Cewnik "Tumor" ze 100% silikonu
Czas implantacji do 360 dni

Zestaw składa się z cewnika, popychacza,
sznurka i zacisku.

Cewniki obustronnie otwarte

Cewniki "Tumor" z poliuretanu

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
TS-624	6	24	0.035"
TS-626	6	26	0.035"
TS-628	6	28	0.035"

TS-724	7	24	0.038"
TS-726	7	26	0.038"
TS-728	7	28	0.038"

Cewniki "Tumor" ze 100% silikonu

STS-624	6	24	0.035"
STS-626	6	26	0.035"
STS-628	6	28	0.035"


STS-724	7	24	0.038"
STS-726	7	26	0.038"
STS-728	7	28	0.038"

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. TS-624+G).
Aby zamówić zestaw z prowadnicą z tytanu, do nr katalogowego należy dodać +GT (np. TS-624+GT).

Szynowanie moczowodów:

- Paediatric (pediatryczne)
- Renal Transplant (do przeszczepu nerki)
- Intra Operative (śródooperacyjne)

Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do
30 dni



Szynowanie moczowodów:

Zestaw składa się z cewnika, popychacza, sznurka i zacisku. Wykonane z poliuretanu Tecoflex® USA

Cewniki "Paediatric"

Jednostronnie otwarte	Obustronnie otwarte	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
PS-310	POS-310	3	10	0.018"
PS-312	POS-312	3	12	0.018"
PS-314	POS-314	3	14	0.018"
PS-316	POS-316	3	16	0.018"
PS-410	POS-410	4	10	0.025"
PS-412	POS-412	4	12	0.025"
PS-414	POS-414	4	14	0.025"
PS-416	POS-416	4	16	0.025"

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. PS-310+G).

Cewniki "Renal Transplant"

	Obustronnie otwarte	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)	Prowadnica
	RS-612	6	12	0.035"
	RS-614	6	14	0.035"
	RS-616	6	16	0.035"
	RS-712	7	12	0.038"
	RS-714	7	14	0.038"
	RS-716	7	16	0.038"
	RS-812	8	12	0.038"
	RS-814	8	14	0.038"
	RS-816	8	16	0.038"

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. RS-612+G).

Cewniki "Intra Operative" obustronnie zamknięte

Rozmiar Fr/CH4.7	Fr/CH 5	Fr/CH 6	Fr/CH 7	Fr/CH 8	Długość (cm)
SSI-4716	SSI-516	SSI-616	SSI-716	SSI-816	16
SSI-4724	SSI-524	SSI-624	SSI-724	SSI-824	24
SSI-4726	SSI-526	SSI-626	SSI-726	SSI-826	26
SSI-4728	SSI-528	SSI-628	SSI-728	SSI-828	28
SSI-4730	SSI-530	SSI-630	SSI-730	SSI-830	30

Zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej

Wyrób klasy IIb - wyłącznie do jednorazowego użytku

Szynowanie moczowodów:

- Cewniki typu J
- Cewniki "Blue" do ureterorenoskopu

Cewnik typ J
z łącznikiem
Luer-Lock



Wykonane z poliuretanu
Tecoflex® USA
Czas implantacji do 30 dni

Zestaw składa się z cewnika, popychacza, sznurka i zacisku.

Cewniki "Mono-J"

Jednostronnie otwarte	Obustronnie otwarte	(Fr/CH)	(cm)	Prowadnica
MJC-4770	MJO-4770	4.7	70	0.032"
MJC-670	MJO-670	6	70	0.035"
MJC-770	MJO-770	7	70	0.038"
MJC-870	MJO-870	8	70	0.038"

Cewniki "Blue" do ureteroskopu

Jednostronnie otwarte	Obustronnie otwarte	(Fr/CH)	(cm)	Prowadnica
SSU-4716	SOU-4716	4.7	16	0.032"
SSU-4724	SOU-4724	4.7	24	0.032"
SSU-4726	SOU-4726	4.7	26	0.032"
SSU-4728	SOU-4728	4.7	28	0.032"
SSU-4730	SOU-4730	4.7	30	0.032"
SSU-47ML+ML	SOU-47ML+ML	4.7	24-32	0.032"


Z popychaczem 70cm

Aby zamówić zestaw z prowadnicą ze stali nierdzewnej, do nr katalogowego należy dodać +G (np. SSU-4716+G).
Aby zamówić zestaw z prowadnicą z tytanu, do nr katalogowego należy dodać +GTHS (np. SSU-4716+GTHS).

Wyrób klasy IIb - wyłącznie do jednorazowego użytku

Sterowalny popychacz

**Możliwość sterowania:
do przodu, cofanie i obrót
360°**



Łatwe połączenie



Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Sterowalny system do:
LSDS 6	6	Cewniki typu JJ
LSDS 7	7	Cewniki typu JJ