


Drenaż nadłonowy Cystocath



Ostra metalowa końcówka

Drenaż nadłonowy

Cystocath

Zestaw z cewnikiem balonowym 40cm

W skład zestawu wchodzi: dwudrożny cewnik nadłonowy, skalpel, trokar i kaniula

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość cewnika (cm)
SDS 10	10	40
SDS 12	12	40
SDS 14	14	40
SDS 16	16	40
SDS 18	18	40


Zestaw punkcyjny bez cewnika balonowego

W skład zestawu wchodzi: skalpel, trokar i kaniula

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)
SPS 10	10
SPS 12	12
SPS 14	14
SPS 16	16
SPS 18	18

Drenaż nadłonowy Integral

Pasuje do prowadnicy 0.038"
100% Silikon, przezroczysty



Zestaw punkcyjny INTEGRAL

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość cewnika (cm)
SDS-MB 12	12	40
SDS-MB 14	14	40

Zestaw składa się z dwudrożnego nadłonowego cewnika z balonem oraz metalowego trokara.

Zestaw wymienny INTEGRAL


Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)	Długość cewnika (cm)
SDS-BX 14	14	40

Zestaw składa się z dwudrożnego nadłonowego cewnika z balonem oraz prowadnicy.

Drenaż nadłonowy z cewnikiem typu Pigtail

W skład zestawu wchodzi:

- Trokar
- Prowadnica ze stali nierdzewnej pokryta PTFE 0.038", 80cm
- Cewnik-prostownik ze stali nierdzewnej
- Cewnik Pigtail z poliuretanu Tecoflex®



Drenaż nadłonowy z cewnikiem typu Pigtail

Art. Nr	Rozmiar (Fr/CH)
SDS-MP 10	10
SDS-MP 12	12
SDS-MP 14	14