


Kleszczyki endoskopowe giętkie

Trójchwytne, jednorazowe

Do usuwania założonych cewników lub ciał obcych.

Surowiec: nitinol i nylon66



Art. Nr	Chwytyki	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
GF-3-3-70	3	3	70
GF-3-3-90	3	3	90
GF-3-3-120	3	3	120
GF-3-4-70	3	4	70
GF-3-4-90	3	4	90
GF-3-4-120	3	4	120

Wyrób klasy IIa - tylko do jednorazowego użytku

Kleszczyki endoskopowe metalowe, sztywne

**Dwójchwytne, wielorazowego
użytku**

Do usuwania założonych cewników lub ciał
obcych.
Wykonane ze stali nierdzewnej SS304



Art. Nr	Chwyty	Rozmiar (Fr/CH)	Długość (cm)
GF 2-40	2	6	40
GF 2-60	2	6	60

wielorazowego użytku, do resterylizacji w autoklawie (134°C)

Wyrób klasy IIa